



40
42
44

Strumenti per legature

Ligature instruments

40

164




fig. 1

4000.##.01



fig. 2

4000.##.02



fig. 7

4000.##.07



fig. 11

4000.##.11



fig. 10

4000.##.10





fig. 20

4000.##.20



Strumento per elastici

Elastic instrument



Mershon

4001.Q0.01

##

A0

G0


DT06

DT08

DT10

Manici disponibili

Available handles




Strumenti di utilità Utility instruments



Strumenti per filo retrattore
Instruments for retractor wire

Strumenti porta tamponi
Gauge packers instruments



40
165

fig. **CV11**

4050.##.01

fig. **2**
4050.##.02

Luniatschek mm 2 **Luniatschek** mm 3

4055.E0.02

4055.E0.03

Mitchell

4000.E0.20

Cumine

4000.E0.15

##

A0

G0

DT06

DT08

DT10

Manici disponibili

Available handles



Gli specchietti dentali consentono al dentista o all'igienista di vedere aree della bocca altrimenti difficili da visualizzare direttamente, come la parte posteriore dei denti o il palato superiore.

Riflettono la luce nelle aree difficili da vedere, migliorando la visibilità all'interno della bocca.

Aiutano a retrarre la lingua, le guance o le labbra per fornire una visione chiara e un migliore accesso alle aree da trattare.

Offrono protezione, utilizzandoli per spostare delicatamente i tessuti molli, come le guance, lontano dall'area trattata, **prevenendo lesioni**.

In sintesi, **gli specchietti dentali sono strumenti semplici ma indispensabili nell'odontoiatria**, sia per gli esami di routine che per le procedure più complesse.

La forma e la posizione della superficie riflettente influenza il modo in cui lo specchio riflette la luce e fornisce visibilità.



Dental mouth mirrors allow the dentist or hygienist to see areas of the mouth that are otherwise difficult to visualize directly, such as the back of the teeth or the upper palate.

They reflect light into hard-to-see areas, improving visibility inside the mouth.

They help retract the tongue, cheeks, or lips to provide a clear view and better access to the areas to be treated.

They offer protection by gently moving soft tissues, such as the cheeks, away from the treated area, preventing injury.

In summary, **dental mirrors are simple yet indispensable tools in dentistry**, both for routine exams and more complex procedures.

The shape and position of the reflective surface affect how the mirror reflects light and provides visibility.

Specchietti e manici per specchietti Mouth mirrors and handles and mouth mirrors



Specchietti piani

La superficie riflettente è posta dietro il vetro. Produce un'immagine leggermente ridotta a causa dello spazio tra la superficie dello specchio e il vetro.


Flat mirrors

The reflective surface is placed behind the glass. It produces a slightly reduced image due to the space between the mirror surface and the glass.

42

167

Piano Plane



Superficie riflettente normale




Immagine con rifrazione
"effetto fantasma"

Filetto Europeo Simple Stem (S.S.)

Size 4 • ø mm 22

4210.Y0.04

Size 5 • ø mm 24

4210.Y0.05

Filetto Americano Cone Socket (C.S.)

Size 4 • ø mm 22

4213.Y0.04

Size 5 • ø mm 24

4213.Y0.05

Specchietti concavi

La superficie riflettente è concava, come una lente, ingrandendo l'immagine e offrendo una vista più grande e ravvicinata.


Concave mirrors

The reflective surface is concave, like a lens, magnifying the image and offering a larger, closer view.

Specchietti con superfici riflettenti frontali su entrambe i lati

Mouth mirror with front
reflective surface on
both sides

Concavo Magnifying



Superficie riflettente normale




Immagine con rifrazione
"effetto fantasma"

Filetto Europeo Simple Stem (S.S.)

Size 4 • ø mm 22

4211.Y0.04

Size 5 • ø mm 24

4211.Y0.05

Filetto Americano Cone Socket (C.S.)

Size 4 • ø mm 22

4214.Y0.04

Size 5 • ø mm 24

4214.Y0.05



Size 4 • ø mm 22

4212.Y0.10

Size 5 • ø mm 24

4212.Y0.11


Specchietti a riflessione frontale

Il rivestimento riflettente si trova sulla parte anteriore, frontale, dello specchio. Ciò evita doppie riflessioni e distorsioni.

Front-surface mirrors

The reflective coating is located on the front surface of the mirror. This avoids double reflections and distortions.

Rodio Rhodium



Superficie riflettente frontale




Immagine accurata
senza rifrazione

Filetto Europeo Simple Stem (S.S.)

Size 4 • ø mm 22

4212.Y0.04

Size 5 • ø mm 24

4212.Y0.05

Filetto Americano Cone Socket (C.S.)

Size 4 • ø mm 22

4215.Y0.04

Size 5 • ø mm 24

4215.Y0.05

Bisogna inoltre considerare il tipo di filettatura che deve essere lo stesso sia sugli specchietti sia sui manici.

Gli specchietti seguono due standard internazionali, il Simple Stem (S.S.) o filettatura europea oppure il Cone Socket (C.S.) o filettatura Americana.

It is also important to consider that the thread type must be the same on both the mirrors and the handles.

The mirrors follow two international standards, Simple Stem (S.S.) or European threading, and Cone Socket (C.S.) or American threading.

42
168



4200.A0.01



Cone-Socket
4200.A0.14



4200.L0.04



4200.E0.00




4200.Y0.02



4200.Y0.20



Specchietti e manici per specchietti Mouth mirrors and handles and mouth mirrors



4200.DT06.01



4200.DT08.01




4200.DT06.01C



4200.DT08.01C



4200.DT10.01



4280.DT06.01

4280.A0.01



4280.DT06.02


4280.A0.02





44

170



set

4400.Z0.00



fig. **1**

4400.Z0.01



fig. **2**

4400.Z0.02



fig. **3**

4400.Z0.03




fig. **50**

4410.U0.50



fig. **0**

4410.U0.00




fig. **1**

4410.U0.01




fig. **2**

4410.U0.02








fig. **3**
4600.Y0.03



fig. **3M**
4600.Y0.03M



fig. **1**
4600.DT08.01



fig. **5**
4600.B0.05



fig. **5A**
4600.B0.05A



fig. **10**
4600.B0.10



Manici per due lame Handle for two blades

46

173

Micro
4600.DT08.50



fig. 10

4600.DT08.10

mm 1,0



fig. 15

4600.DT08.15

mm 1,5



fig. 20

4600.DT08.20

mm 2,0



I manici per bisturi a doppia lama permettono di eseguire tagli paralleli in un unico movimento. Grazie alla disposizione delle lame, è possibile effettuare un trapianto di tessuto connettivo omogeneo su tutta la lunghezza. Utilizzando le lame del bisturi orientate parallelamente al palato duro, è possibile rimuovere una quantità precisa di tessuto in un tempo minimo, riducendo il rischio di perforazione e con il minimo disagio per il paziente.

The double-bladed scalpel handles allows for parallel cuts in a single motion. Thanks to the arrangement of the blades, it is possible to perform a homogeneous connective tissue graft along the entire length. By using the scalpel blades oriented parallel to the hard palate, a precise amount of tissue can be removed in minimal time, reducing the risk of perforation and minimizing discomfort for the patient.

